TEMPI DI LATENZA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

1.TEMPI DI LATENZA

I test per l'accertamento di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilevano droghe e i metaboliti (prodotti dal metabolismo delle droghe).

Per determinare se il test risulterà positivo o negativo o, è importante sapere la quantità del metabolita illecito che è nella tua urina e quanto è il limite. La Tavola 1.2 ti darà un'approssimazione;

Tuttavia questo varia a seconda di molti fattori. Il metodo e i livelli ricercati sono i fattori principali.

1.1 Tempo di dimezzamento del TetraHydroCannabinolo THC:

Il tempo di dimezzamento del THC varia tra 0.8 e 9.8 giorni. E' impossibile prevedere fino a quando un metabolita sarà presente nella persona. I consumatori occasionali con un metabolismo veloce risulteranno positivi per breve tempo. Utenti frequenti con un metabolismo risulteranno positivi per

lungo tempo. L'unico modo per stimare un tempo di scoperta è considerare i limiti inferiori e superiori (3-30 giorni) e decidere in base ai fattori citati.

1.2 tempi di Rilevamento per numerose droghe nell'urina.

Anfetamine 2-4 giorni

Barbiturici

Short-Acting (cioè secobarbital) 1 giorno

Long-Acting (cioè phenobarbital) 2-3 settimane

3-7 giorni Benzodiazepines

3-30 giorni Cannabinoids

2-4 Giorni Clenbuterol [PE]

2-4 giorni Cocaina

2-5 giorni Codeine

1-4 giorni LSD

3-5 giorni Metadone

14 giorni Methaqualone

? Nicotina [F5]

2-4 giorni Sonniferi

10-20 giorni Phenobarbital

6 ore - 2 giorni Propoxyphene

14 giorni - 1 mese Steroidi

Nota: I tempi di scoperta variano a seconda del metodo analitico utilizzato, del metabolismo, della tolleranza, dell'assorbimento di liquidi, il metodo e la frequenza di consumo. Queste sono solo direttive generali.